

Медико-техническое задание
Барокомплекс гипергипобарический лечебный одноместный - 1 шт.

№	Наименование параметра	Наличие функции или величина параметра, по ТЗ	Наличие функции или предлагаемая величина параметра	Примечание
1. Общие положения				
1.1.	Предназначен для проведения лечебных сеансов методами гипербарической оксигенации (ГБО) и гипобарической гипоксии (ГПБГ)	соответствие		
1.2.	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ	наличие		
1.3.	Сертификат соответствия Госстандарта РФ	наличие		
1.4.	Гарантия с момента ввода оборудования в эксплуатацию не менее	18 месяцев		
1.5.	Наличие авторизованного сервисного центра у производителя оборудования	соответствие		
1.6.	Возможность заключения договора на послегарантийное сервисное обслуживание с сервисным центром производителя	наличие		
2. Общие технические требования				
2.1.	Габариты (без прикатной тележки), не менее	1800 x 1210 x 2540 мм		
2.2.	Контроль физиологических параметров пациента:	пульс, SpO ₂ , ЭКГ		
2.3.	Контроль физических параметров среды в барокамере:	Влажность, давление, скорость компрессии-декомпрессии, температура, концентрация O ₂ , CO ₂		
2.4.	Тревожная звуковая сигнализация	наличие		
2.5.	Замкнутый контур циркуляции кислорода	наличие		
2.6.	Внутренний диаметр, не менее	1080 мм		
2.7.	Внутренний объем, не менее	1,6 м ³		
При ГБО терапии:				
2.8.	Максимальное избыточное давление, не менее	3 кгс/см ²		
2.9.	Скорость компрессии/декомпрессии, не менее	0,05-0,25 кгс/см ² мин		
2.10.	Время экстренной декомпрессии с давления 3 кгс/см ² , не более	90 сек		
При ГПБГ терапии:				
2.11.	Скорость изменения «высоты»	0-10 м/с		

2.12.	Максимальное разрежение, не более	493 мм.рт.ст.		
3. Пуско-наладочные работы и первичный инструктаж				
3.1.	Первичный инструктаж медицинского персонала	Наличие		
3.2.	Пуско-наладочные работы	Наличие		
4. Комплект поставки				
4.1.	Барокамера	1 шт		
4.2.	Основание	1 шт		
4.3.	Пульт управления и контроля	1 шт		
4.4.	Прикатная тележка	1 шт		
4.5.	Ложке с матрацем для пациента	1 шт		
4.6.	Переговорное устройство	1 шт		
4.7.	Комплект ЗИП	1 шт		
4.8.	Насосный блок	1 шт		
4.9.	Монитор	1 шт		
4.10.	Техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке	1 шт		
4.11.	Формуляр (паспорт) на русском языке	1 шт		