

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР  
УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ЦЕНТРАЛЬНАЯ  
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА  
С ПОЛИКЛИНИКОЙ**

121356, Москва, ул. Маршала Тимошенко, 15  
Телефон (095) 414-05-88

06.06.01 № 20-21/215

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Г

ГДиректору завода медицинской  
техники и товаров народного  
потребления государственного  
космического научно-  
производственного центра  
имени М.В.Хруничева

г. Митинскому Г.М.

Отзыв на гипербарическую систему БЛКС 303МК

В Центральной клинической больнице медицинского Центра Управления делами Президента Российской Федерации в течение 3 лет эксплуатируется одноместная барокамера производства завода медицинской техники государственного космического научно-производственного центра им. М.В.Хруничева. Гипербарическая одноместная система БЛКС 303МК привлекает законченностью внешних форм и техническим совершенством, надежна, проста в управлении и эксплуатации, пожаробезопасна. Ее отличает широкий диапазон в выборе лечебных режимов вплоть до 300 кПа. Система управления подачи кислорода в сочетании с замкнутым контуром циркуляции создает условия для экономного расхода кислорода. Внутренний диаметр барокамеры (730 мм) более, чем в ранее выпускавшихся бароаппаратах. Это увеличивает комфортность для пациентов и расширяет возможности для врачей размещать дренажи, емкости для сбора патологического отделяемого, объемные конструкции при переломах костей и т.д. Лучшие весогабаритные характеристики БЛКС 303МК создают благоприятные условия и для медицинского персонала при санитарной обработке барокамеры. Несомненным достоинством БЛКС 303МК является система компьютерного непрерывного мониторинга основных физиологических параметров пациента и физических параметров среды в барокамере во время сеансов. Наличие системы компьютерной поддержки сеансов ГБО Б-001.5 позволило решить основную задачу оптимизации лечения методом ГБО: выбрать наилучший барорежим для каждого конкретного больного и сформировать рекомендации пациенту по результатам лечения.

Заместитель главного врача

Заведующий отделением



*С. И. Крючков*  
*О. Д. Кузьминов*

М.И.Крючков

О.Д.Кузьминов