

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA
HOSPITAL CLINICO QUIRURGICO "HERMANOS AMEJEIRAS"
SERVICIO DE OXIGENACION HIPERBARICA. (OHB).

Centro Nacional de Referencia y Perfeccionamiento.

San Lázaro No. 701. Centro Habana. C.P. 10 300. Ciudad de La Habana.

Teléfono: 57 6077 (Ext 2819) Noche: 32-4331; Fax: 53-7-33 5036; EMail: OHIPER @ hha.sld.cu.
57 6003 -57 6067 vdc@hha.sld.cu

Ciudad de La Habana, 5 de Marzo de 1999.

A: Sr. Alexandre Stoliarov
Director Comercial Centro Espacial
Científico-Productivo Estatal.
"M.V.Khrunichev".

DE: Prof. Rafael Castellanos Gutiérrez.
J Servicio OHB.

ASTO: Evaluación del Sistema Hiperbárico monoplaza, BLKS 303 MK y Sistema de Monitoreo Computarizado.

Estimado Sr. Stoliarov.

Certifico por medio de la presente, después de haber tenido en uso en nuestro Servicio la cámara hiperbárica modelo BLKS 303 MK, serie No. 193, desde el 6 de Abril de 1998 hasta el presente, donde se han realizado más de 1500 sesiones de tratamiento, con un promedio de tiempo de 70 minuto por sesión, que:

- El equipo ha presentado un funcionamiento satisfactorio, demostrando la calidad del mismo.
- Sólo se ha presentado pequeñas dificultades desde el punto de vista técnico consistente en:
 - Problemas en la exactitud del Manómetro de presión.
 - Ruido intermitente en el Sistema Neumático de Control (suciedad en el Regulador de Flujo).
 - Desajustes mecánicos en el carro de traslado.


Las cuales no las consideramos relevantes y fueron resueltas por nuestro personal técnico.

- ◆ El Sistema Computarizado tiene buenas perspectivas, pero se necesita la traducción del idioma Ruso.

En base a las consideraciones anteriormente señaladas recomendamos:

- ◆ Realizar por la Empresa MEDICUBA los trámites para la adquisición del equipo.
- ◆ Su presentación ante el Centro de Control Estatal de Equipos Médicos.

Sin otro asunto, queda de Ud. respetuosamente,


SERV. DE OXIGENACION HIPERBARICA
HERMANOS AMEJEIRAS

CC. MEDICUBA.
CECEM